

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021	Próxima revisão: 22/11/2023
		Versão: 1	

1. OBJETIVO

Orientar os profissionais de Enfermagem quanto à checagem da sala cirúrgica para parto operatório e demais cirurgias abdominais (drenagens de abscessos, laparotomias exploratórias) no Centro Obstétrico, assegurando condições funcionais e técnicas necessárias para boas práticas cirúrgicas e segurança do paciente no Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA/UFAL-EBSERH.

2. RESPONSÁVEIS

Enfermeiros e técnicos de Enfermagem;

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Mesa cirúrgica;
- Foco central e focos acessórios;
- Duas mesas de Mayo (uma para obstetra e uma para anestesia);
- Duas mesa auxiliares cirúrgicas grandes (uma para obstetra e uma para enfermagem);
- Instrumental estéril: caixa de cesárea, cuba com tesoura, bandeja de raquianestesia, kit cateterismo vesical, kit antissepsia, cuba redonda grande e cuba redonda pequena;
- Enxoval estéril: campo cirúrgico completo, capotes, kit recém-nascido (RN);
- Fórceps;
- Material (instrumental e insumos) para cateterismo vesical;
- Material (instrumental e insumos) para antissepsia da Pele;
- Aparelho de anestesia;
- Fonte de oxigênio/umidificador para carro de anestesia;
- Traqueias ventilatórias com conector universal e capnografia (carro de anestesia);
- Aparelho bisturi elétrico;
- Caneta de bisturi;
- Berço aquecido para RN;
- Laringoscópios e lâminas adulto (nº 03 e 04);
- Tubos endotraqueais adulto (nº 6 a 8,5);
- Filtro bacteriano e viral traqueal;
- Reanimador manual (ambu adulto) com reservatório;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021 Versão: 1	Próxima revisão: 22/11/2023

- Bolsa valva máscara autoinflável (baraka adulto);
- Cânula de guedel adulto (tamanho 4 e 5);
- Máscara facial adulto (nº 04 e 05);
- Kit capnografia (fios + cabo);
- Laringoscópios e lâminas retas neonatais (nº 00, 0 e 01);
- Reanimador neonatal (ambu) com reservatório;
- Máscara neonatal redonda (tamanhos P, M e G);
- Tubos endotraqueais neonatais sem cuff (nº de 02 a 04);
- Sondas de aspiração neonatais (nº de 04 a 10);
- Kit ventilador manual neonatal em T (babypuff);
- Adaptador para aspiração de mecônio;
- Fraldas de recém-nascido;
- Fita métrica;
- Balança neonatal;
- Aspirador portátil;
- Bombas de infusão de equipo e seringa conectadas na tomada;
- Braçadeiras para mesa cirúrgica;
- Dois hampers;
- Bancos;
- Dois baldes para lixo com saco branco leitoso;
- Duas caixas para material perfurocortante;
- Instalações elétricas nas paredes para conectar os aparelhos elétricos;
- Saídas de gases medicinais (oxigênio, vácuo e ar comprimido);
- Sistema de ventilação com ar-condicionado centralizado;
- Cateteres e material de suporte ventilatório (máscaras de Venturi, cateter tipo óculos, baraka);
- Equipos de soro;
- Seringas;
- Agulhas de diversos calibres;
- Coletores;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021 Versão: 1	Próxima revisão: 22/11/2023

- Lâmina de bisturi;
- Medicações para anestesia;
- Frascos de soro fisiológico 0,9% 500mL e 100mL, soro ringer com lactato e soro glicosado 5% 500mL;
- Sondas descartáveis para aspiração traqueal e cateteres vesical de demora, etc.;
- Compressas estéreis;
- Eletrodos;
- Gazes;
- Suporte de Soro;
- Extensões elétricas;
- Agulhas e fios de sutura.

4. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

4.1. O técnico de enfermagem deve verificar sua escala de atividades, confirmando a sala cirúrgica e se existe alguma informação importante ou adicional com o enfermeiro assistencial;

4.2. O técnico de enfermagem deve utilizar o checklist respectivo de cada sala cirúrgica como guia, disponíveis nas próprias salas;

4.3. Verificar as condições de limpeza da sala cirúrgica e dos equipamentos antes da checagem. No caso de não estar adequada, solicitar à equipe de higienização que realize a limpeza novamente, comunicando ao enfermeiro o ocorrido;

4.4. Higienizar as mãos antes e após realizar qualquer atividade, conforme protocolo PRT.NSP.P002 – Práticas para Higienização das Mãos em Serviços de Saúde;

4.5. Verificar as condições gerais da sala cirúrgica: tomadas, presença de equipamentos fixos e móveis - focos de luz, mesa cirúrgica, bisturi elétrico, monitores, saída/funcionamento dos gases, hampers, lixeiros, etc.;

4.6. Checar se a sala cirúrgica possui todo material estéril, em validade e padrão para uma cirurgia:

- Um campo estéril completo;
- Três capotes estéreis;
- Dez pacotes de compressas;
- Duas borrachas de látex;
- Uma cuba com tesoura;
- Um fórceps;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021 Versão: 1	Próxima revisão: 22/11/2023

- Uma bandeja de raquianestesia;
- Um kit de cateterismo vesical;
- Um kit de antissepsia;
- Uma caneta de bisturi;
- Uma cuba redonda.

4.7. Providenciar bancos, suportes de soro, braçadeiras, hampers, mesas para o instrumental, mesas acessórias, além de extensões elétricas;

4.8. Providenciar os impressos necessários (folha de anestesia e checklist de cirurgia segura);

4.9. Verificar e montar o carro de anestesia com circuito completo (vias inspiratória e expiratória, conexão "Y") e circuitos de gases na parede (oxigênio e ar comprimido);

4.10. Verificar e repor (se necessário) as gavetas do carro de anestesia com insumos para suporte ventilatório: tubos endotraqueais (6-8,5), sondas de aspiração (14-16), cateter tipo óculos, filtros bacterianos e fios guia de intubação;

4.11. Verificar e repor (se necessário) materiais de suporte ventilatório: ambu adulto com máscara, cânulas de Guedel, balão autoinflável (baraka), máscara laríngea e umidificador;

4.12. Testar o funcionamento do monitor multiparâmetros aferindo sua própria saturação e pressão arterial;

4.13. Testar o funcionamento do laringoscópio adulto com lâminas 3 e 4 curvas;

4.14. Testar o funcionamento do aparelho de bisturi (ligando), balança neonatal, focos cirúrgicos e fontes de gases umidificado;

4.15. Verificar e repor (se necessário) gavetas do berço aquecido com material de cuidado ao RN: tubos endotraqueais sem cuff (2-4), sondas de aspiração (4-10), seringa de 1mL, agulha 13x4,5, tubos de coleta de sangue com anticoagulante e clamp de cordão umbilical;

4.16. Checar e testar o material de reanimação neonatal: máscaras P-M-G, laringoscópio neonatal com lâminas retas 00-0-1, ambu neonatal com reservatório e fonte de oxigênio umidificado;

4.17. Checar kit de reanimador manual em T: traqueia, tubo T, conexão de gases e balão de teste;

4.18. Verificar e repor (se necessário) mesa auxiliar de cuidados ao RN (balança): fita métrica, antropômetro, fraldas descartáveis, carimbo para impressão plantar, algodão, álcool a 70%;

4.19. Verificar e repor (se necessário) gaveteiro da sala: luvas cirúrgicas estéreis (6,5-8), gases, clorexidinas degermante/aquosa/alcoólica, álcool a 70%, pulseiras de identificação, etiquetas, esparadrapo, luvas de procedimento, fios cirúrgicos (vicryl 0-3, monocryl 4, nylon 3-4, caproyl 0, cromado 0, prolene 0-2, etc.), lâminas de bisturi nº20-23, tubos de coleta de sangue e placas de bisturi;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021 Versão: 1	Próxima revisão: 22/11/2023

4.20. Checar caixas de descarte de pérfurocortante e realizar troca, se necessário;

4.21. Disponibilizar todos os artigos estéreis em mesas auxiliares de acordo com o procedimento;

4.22. Preencher o checklist de sala.

5. RECOMENDAÇÕES

5.1. Retirar todos os adornos antes de entrar no Centro Obstétrico;

5.2. Dar atenção especial à validade da esterilização e à integridade das embalagens;

5.3. Ao realizar o teste de cada equipamento (laringoscópios, monitores, etc.), realizar desinfecção com álcool a 70% dos mesmos;

5.4. Realizar a desinfecção de superfícies e cabos com álcool a 70%;

5.5. Evitar o excesso de materiais nas gavetas e nas bancadas;

5.6. Ao abrir almotolias de soluções antissépticas, identificar com data, hora e nome;

5.7. Realizar a higienização das mãos, conforme o PRT.NSP.P002 – Práticas para Higienização das Mãos em Serviços de Saúde;

5.8. Manter a sala cirúrgica refrigerada (20 a 23°C).

6. AÇÕES EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE (EVENTO ADVERSO)

6.1. Comunicar ao enfermeiro qualquer material ou equipamento que não há disponível ou não esteja funcionando adequadamente;

6.2. Em casos de não conformidade ou Evento Adverso, notificar no VIGIHOSP de acordo com o item notificado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021	Próxima revisão: 22/11/2023
		Versão: 1	

7. REFERÊNCIAS

ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos**. 2009.

LIMA. E.C. **Manual de Rotinas de Enfermagem do Centro Cirúrgico, Recuperação e Central de Material**. Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva. São Paulo. 4ª edição. Junho/ 2012.

SOBECC. **Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde** – Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – 7ª ed.rev. e atual – BARUERI: 2017.

8. ANEXOS

NA - Não Aplicável.

9. APÊNDICES

NA - Não Aplicável.

10. FLUXOGRAMA

NA - Não Aplicável.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021	Próxima revisão: 22/11/2023
		Versão: 1	

10. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	ELABORAÇÃO/REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO
1	22/11/2021	Thatiane Albuquerque da Costa Lima Thais da Costa Oliveira Paula Alencar Gonçalves	Institui o Procedimento Operacional Padrão para Checagem de Sala Cirúrgica no Centro Obstétrico.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.DivENF.203 - Página 1/8	
Título do Documento	CHECAGEM DA SALA CIRÚRGICA NO CENTRO OBSTÉTRICO	Emissão: 22/11/2021 Versão: 1	Próxima revisão: 22/11/2023

Elaboração: Thatiane Albuquerque da Costa Lima Enfermeira Assistencial Thais da Costa Oliveira Enfermeira Assistencial Paula Alencar Gonçalves Enfermeira Assistencial	Data: 14/08/2020 Data: 14/08/2020 Data: 14/08/2020
Análise: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Comissão xxxxxx POP	Data: ____/____/____
Validação: Joyce Letice Barros Gomes Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS Tereza Carolina Santos Cavalcante Serviço de Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde/SCIRAS Celina de Azevedo Dias Chefe do Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde/SGQVS	Data: ____/____/____ Data: ____/____/____ Data: ____/____/____
Aprovação: José Cesar O. Cerqueira Chefe da Divisão de Enfermagem	Data: ____/____/____